


Anticuerpo Policlonal Anti-Cd123/IL-3R Alfa (Conejo) Para Wb Y Elisa - P26951

Número de artículo: CM0019944



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CD123/IL-3RA humano, la subunidad alfa de unión al ligando del receptor de IL-3. Validado para WB y ELISA, muestra reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigaciones sobre hematopoyesis, células madre leucémicas y transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CD123
Observaciones/Alias	IL3R, CD123, IL3RX, IL3RY, IL3RAY, hIL-3Ra, IL-3R-alfa
Especie	Humano
GeneID	3563
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-305 de CD123 humano (NP_002174.1)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P26951
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo