

Anticuerpo Monoclonal Anti-CD127/IL-7R α () Para Citometría De Flujo - P16871

Número de artículo: CM0004717



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo frente a CD127/IL-7R α humano, validado para citometría de flujo. Reconocido la IL-7R α de humano y de macaco cangrejero. Ideal para estudios de inmunología, desarrollo de células inmunitarias y dianas de enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-CD127/IL-7R α humano/macaco
Observaciones/Alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3575
GeneID	3575
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-236 de la CD127/IL-7R α humana (NP_002176.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P16871
Peso de la proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo