

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd127/IL7R Para Wb, If-P, Elisa - P16871

Número de artículo: CM0003543



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo Anti-CD127/IL7R validado para WB, IF-P, ELISA; reactivo con CD127 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de desarrollo de linfocitos T y señalización por citoquinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo contra CD127/IL7R
Notas/Alias	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alfa; CD127/IL7R
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3575
GeneID	3575
Inmunógeno	Péptido Sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 300-400 de CD127/IL7R humano (P16871).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P16871
Peso Molecular de la Proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo