

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd13 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P97449

Número de artículo: CM0020002

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CD13 (Aminopeptidasa N) de ratón validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Está involucrado en el procesamiento de péptidos y la angiogénesis. Inmunógeno recombinante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CD13
Observaciones/Alias	Apn; AP-M; AP-N; Cd13; P150; CD13
Especie	Ratón
GeneID	16790
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 69-966 de CD13 de ratón (NP_032512.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P97449
Peso de la proteína	109kDa
Envío	Bolsa de hielo