


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd130/Gp130 Para Citometría De Flujo - Q00560

Número de artículo: CM0005084



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad contra CD130/gp130 de ratón, validado para citometría de flujo. Peso molecular objetivo 102 kDa. Adecuado para la investigación de la vía de señalización de IL-6 y estudios de receptores de citoquinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo CD130/gp130
Observaciones/Alias	CD130; gp130; D13Ert699e; 5133400A03Rik; CD130/gp130
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	3572
ID del Gen (Ratón)	16195
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q00560
Peso Proteico	102 kDa
Envío	Bolsa de hielo