


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd132 Para Wb, Elisa - P34902

Número de artículo: CM0021940



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD132 de ratón (IL-2RG, gammaC), validado para WB y ELISA. Reconoce CD132 de rata. Adecuado para estudios de señalización de citocinas e investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-CD132
Observaciones/alias	gc; p64; [g]c; CD132; gamma(c)
Especie	Ratón
ID del gen	16186
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-263 de CD132 de ratón (NP_038591.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	P34902
Peso de la proteína	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo