


Anticuerpo Policlonal Anti-Cd132/IL-2 R Gamma Para Wb Y Elisa - P31785

Número de artículo: CM0023829



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el CD132/IL-2 R gamma humano (cadena gamma común). Validado para Western blot y ELISA; presenta reacción cruzada con ratón. Adecuado para el estudio de la señalización de receptores de citoquinas y la investigación de inmunodeficiencias primarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	CD132/IL-2 R gamma Conejo pAb
Observaciones/Alias	P64; CIDX; IMD4; CD132; SCIDX; IL-2RG; SCIDX1; CD132/IL-2 R gamma
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3561
GeneID	3561
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 290-369 del CD132/IL-2 R gamma humano (NP_000197.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P31785
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo