

Anti-Cd133 (Prom1) Anticuerpo Monoclonal De Conejo Para Wb, Ip, If-P, Elisa - O54990

Número de artículo: CM0005871

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD133 validado para WB, IP, IF-P, ELISA. Reacciona con ratón y rata. Detecta Prominin-1 de ~97 kDa, un regulador clave de la diferenciación celular y la morfogénesis de los discos retinianos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD133 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	Prom; AC133; CD133; Prom-1; Prom1; 4932416E19Rik
Especie	Ratón
GenelD (humano)	8842
GenelD	19126
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-107 del CD133 de ratón (NP_001157049).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	O54990
Peso Proteico	97 kDa
Envío	Bolsa de hielo