

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd134 Para Wb, Elisa - P47741

Número de artículo: CM0019703

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CD134/OX40 de ratón, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada a rata. Ideal para estudios de vías coestimuladoras de células T e inmunidad a largo plazo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CD134
Observaciones/Alias	Ox40; ACT35; CD134; Ly-70; Txgp1; TXGP1L
Especie	Ratón
GenelD	22163
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-211 del CD134 de ratón (NP_035789.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	P47741
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo