


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd137 Para Wb, If/Icc, Elisa - P20334

Número de artículo: CM0007744



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-CD137 de Ratón (4-1BB) validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce el receptor coestimulador de células T TNFRSF9 para apoyar la investigación en inmuno-oncología y biología de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD137 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	ILA; Ly63; 4-1BB; Cd137; CDw137; A930040I11Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3604
GeneID	21942
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P20334
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo