

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd138 Para Citometría De Flujo - K7Gnf5

Número de artículo: CM0005491

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD138 de cerdo conjugado con de alta calidad (SDC1, sindecano-1) validado para citometría de flujo en cerdo. Inmunógeno de proteína recombinante. Ideal para estudiar la biogénesis de exosomas, interacciones célula-matriz y desarrollo dental. 32kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD138 de cerdo
Observaciones/Alias	SDC1, sindecano-1
Especie	Cerdo
GeneID (Humano)	6382
GeneID	100519770
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Cerdo
SWISS	K7GNF5
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo