

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd138/Sindecán-1 Para Ihc-P, Elisa - P18827

Número de artículo: CM0007267



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo detecta CD138/Sindecán-1 humano, un proteoglucano de la superficie celular. Adecuado para aplicaciones de IHC-P y ELISA en investigación y desarrollo diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD138/Sindecán-1
Observaciones/Alias	SDC; CD138; SYND1; sindecán; CD138/Sindecán-1
Especie	Humana
GeneID (humano)	6382
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD138/Sindecán-1 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P18827
Peso de la proteína	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo