

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd138/Syndecan-1 Para Wb - P18827

Número de artículo: CM0009802



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido al CD138/Syndecan-1 humano (SWISS: P18827) validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de IVD y desarrollo de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	CD138/Syndecan-1 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	SDC; CD138; SYND1; sindecano; CD138/Syndecan-1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6382
ID de Gen	6382
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-254 del Syndecan 1 humano (P18827)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P18827
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo