

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd138/Syndecan-1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P18827

Número de artículo: CM0017893



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CD138/Syndecan-1 humano (UniProt P18827). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona cruzadamente con humano y ratón. Ideal para la investigación de exosomas y matriz.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CD138/Syndecan-1
Observaciones/Alias	SDC; CD138; SYND1; sindecano; CD138/Syndecan-1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6382
ID de Gen	6382
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-240 del CD138/Syndecan-1 humano (NP_002988.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P18827
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo