

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd13/Anpep Para Fc - P15144

Número de artículo: CM0004751



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra CD13/ANPEP humano, diseñado específicamente para aplicaciones de citometría de flujo (FC). El inmunógeno abarca los aminoácidos 69-967. Útil para investigación en inmunología y virología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Rabbit anti-Human CD13/ANPEP mAb
Notas/Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Especie	Humano
GeneID (Humano)	290
GeneID	290
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 69-967 de CD13/ANPEP humano (NP_001141.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P15144
Peso Proteico	110kDa
Envío	Bolsa de hielo