

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd13/Anpep Para Citometría De Flujo - P15144

Número de artículo: CM0007994



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD13/ANPEP humano (P15144), validado para citometría de flujo. Dirige contra una aminopeptidasa de amplia especificidad implicada en la digestión de péptidos, la angiogénesis y la entrada viral. Ideal para inmunofenotipado y estudios funcionales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-humano CD13/ANPEP mAb
Observaciones/Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Especie	Humano
GeneID (Humano)	290
GeneID	290
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 69-967 de CD13/ANPEP humano (NP_001141.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P15144
Peso de la proteína	110kDa
Envío	Bolsa de hielo