

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd13/Anpep Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15144

Número de artículo: CM0003107



Introducción

Anticuerpo monoclonal de alta calidad dirigido contra CD13/ANPEP humano, validado para aplicaciones WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para estudios sobre la función de la aminopeptidasa N y las interacciones huésped-virus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD13/ANPEP Rabbit mAb
Observaciones/Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150; CD13/ANPEP
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	290
ID de Gen	290
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 del CD13/ANPEP humano (P15144)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15144
Peso Proteico	110kDa
Envío	Bolsa de hielo