

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd13/Anpep Para Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - P15144

Número de artículo: CM0003503



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo CD13/ANPEP validado para WB, IHC-P, FC, ELISA; inmunógeno proteína recombinante humana CD13 (aa 69-967); 110kDa; para uso diagnóstico y de investigación dirigido a la aminopeptidasa N.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo CD13/ANPEP
Observaciones/Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150; CD13/ANPEP
Especie	Humano
GeneID (humano)	290
GeneID	290
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 69-967 de CD13/ANPEP humano (NP_001141.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P15144
Peso Molecular de la Proteína	110kDa
Envío	Bolsa de hielo