


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd14 Para Wb - P10810

Número de artículo: CM0009848



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD14 de ratón validado para WB, FC, ELISA. Reacciona con muestras de ratón, detecta una proteína de ~39 kDa. Adecuado para estudios de inmunidad innata y señalización de LPS.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD14 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CD14
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	929
ID de Gen (Ratón)	12475
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-345 del CD14 de ratón (NP_033971.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P10810
Peso Proteico	39k Da
Envío	Bolsa de hielo