


## Anticuerpo Policlonico Anti-Cd141/Trombomodulina Para Wb, Ihc-P, If/Icc Y Elisa - P07204

Número de artículo: CM0029856



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra trombomodulina validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta CD141/THBD humano, de ratón y de rata; regula la coagulación y la inflamación. Ideal para investigación cardiovascular y de hemostasia.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | CD141/Trombomodulina Rabbit pAb                                                                                                                      |
| Notas/Alias         | TM, THRM, AHUS6, BDCA3, CD141, BDCA-3, THPH12, CD141/Trombomodulina                                                                                  |
| Especie             | Humano                                                                                                                                               |
| GeneID (Humano)     | 7056                                                                                                                                                 |
| GeneID              | 7056                                                                                                                                                 |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-515 de la CD141/Trombomodulina humana (NP_000352.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                             |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                                  |
| SWISS               | P07204                                                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 60kDa                                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                       |