


Anti-Cd141/Trombomodulina Rabbit Polymab® Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P07204

Número de artículo: CM0006516



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad contra CD141/Trombomodulina humana. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA. Inmunógeno recombinante. Ideal para investigación de coagulación, inflamación y hemostasia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD141/Trombomodulina Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
Especie	Humano
GeneID (humano)	7056
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-515 de la CD141/Trombomodulina humana. (NP_000352.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P07204
Peso proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo