


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd142 (Factor Tisular) Para If/Icc, Fc - P13726

Número de artículo: CM0011610



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD142/Factor Tisular humano, validado para inmunofluorescencia y citometría de flujo. Inmunógeno recombinante, reacciona de forma cruzada con humanos. Ideal para investigación en hemostasia y coagulación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Rabbit anti-Human CD142 mAb
Observaciones/Alias	TF; TFA; CD142
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2152
ID del gen	2152
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 34-251 de CD142 humano (NP_001984.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P13726
Peso de la proteína	33kDa
Envío	Bolsa de hielo