

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd144 Para Wb, Elisa - P5522

Número de artículo: CM0023665



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al CD144 de ratón (VE-cadherina), generado contra proteína recombinante. Validado para aplicaciones de WB y ELISA. Ideal para estudios de adhesión de células endoteliales y uniones celulares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD144 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	7B4; Vec; VECD; Cd144; VEcad; VE-Cad; CD144
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	1003
GeneID	12562
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 46-592 del CD144 de ratón (NP_033998.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P55284
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo