

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd144/Ve Cadherina Para Fc - P33151

Número de artículo: CM0009513

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD144/VE-Cadherina humano. Adecuado para citometría de flujo, reacciona de forma cruzada con humano, peso proteico 88 kDa, inmunógeno recombinante.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD144/VE Cadherina mAb
Observaciones/Alias	7B4; CD144
Especie	Humano
GenelD (Humano)	1003
GenelD	1003
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 48-593 del CD144/VE Cadherina humano (NP_001786.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P33151
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo