

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd144/VE Cadherina Para Fc - P33151

Número de artículo: CM0003987

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra CD144/VE Cadherina humana, conjugado con para citometría de flujo directa. Ideal para inmunofenotipado de células endoteliales e investigación en biología vascular, facilitando estudios de adhesión y señalización.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano CD144/VE Cadherina mAb
Observaciones/Alias	7B4; CD144
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1003
ID de Gen	1003
Inmunógeno	Proteína recombinante/Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 48-593 de la CD144/VE Cadherina humana (NP_001786.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P33151
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo