


Anticuerpo Policlonal Anti-Cd146 Para Wb, Elisa - P43121

Número de artículo: CM0021329



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra CD146 (MUC18) humana para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Permite investigar la adhesión celular, la metástasis de melanoma y la biología endotelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD146 Rabbit pAb
Notas / Alias	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM
Especie	Humano
ID del gen (humano)	4162
ID del gen	4162
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 546-645 de CD146 humana (NP_006491.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43121
Peso de la proteína	72 kDa
Envío	Bolsa de hielo