

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd146 Para Wb Y Elisa - Q8R2Y2

Número de artículo: CM0019677

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD146, validado para WB y ELISA, reactivo con muestras humanas y de ratón. Dirigido contra la molécula de adhesión celular MUC18, adecuado para investigaciones sobre melanoma y biología vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD146 pAb de conejo
Observaciones/alias	CD146; CD149; Muc18; s-endo; 1-glicerina; s-glicerina
Especie	Ratón
GeneID (humano)	4162
GeneID	84004
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-563 de CD146 de ratón. (NP_075548.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q8R2Y2
Peso de la proteína	71 kDa
Envío	Bolsa de hielo