

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd146 Para Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - Q8R2Y2

Número de artículo: CM0004699

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo CD146 de alta especificidad validado para WB, IHC-P, FC, ELISA con reactividad en Humano, Ratón, Rata. Ideal para investigación en adhesión celular y melanoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo CD146
Observaciones/Alias	CD146; CD149; Muc18; s-endo; 1-gicerin; s-gicerin
Especie	Ratón
GenelD (Humano)	4162
GenelD	84004
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 24-563 del CD146 de ratón (NP_075548.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8R2Y2
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo