


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd146/Mcam Para Wb, If/Icc Y Elisa - P43121

Número de artículo: CM0011459



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de alto rendimiento dirigido contra CD146/MCAM humano (P43121, 72 kDa). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Desempeña un papel en la adhesión celular y la metástasis tumoral, ideal para la investigación del cáncer y la biología vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra CD146/MCAM
Observaciones/Sinónimos	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM
Especie	Humana
GeneID	4162
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-559 de CD146/MCAM humano (NP_006491.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P43121
Peso de la proteína	72 kDa
Envío	Bolsa de hielo