

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd146/Mcam Para Wb, If/Icc, Elisa - P43121

Número de artículo: CM0006916



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD146/MCAM (MUC18) humano. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Inmunógeno: proteína recombinante (aa 26-350). Apoya la investigación en biología vascular y metástasis de melanoma. ~72 kDa.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb anti-CD146/MCAM de conejo                                                                                                          |
| Observaciones/Alias | CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MeICAM                                                                                                   |
| Especie             | Humano                                                                                                                                 |
| ID del gen (Humano) | 4162                                                                                                                                   |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-350 de CD146/MCAM humano (NP_006491.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                               |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                      |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                                 |
| SWISS               | P43121                                                                                                                                 |
| Peso de la proteína | 72kDa                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                         |