


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd146/Mcam Para Wb, Ihc-P, Elisa - P43121

Número de artículo: CM0007729



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo altamente específico dirigido contra CD146/MCAM humano (P43121), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en adhesión celular, progresión del melanoma y biología vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo CD146/MCAM
Observaciones/Alias	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MeICAM; CD146/MCAM
Especie	Humano
ID del Gen	4162 (Humano)
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 547-646 del CD146/MCAM humano (P43121)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43121
Peso Proteico	72kDa
Envío	Bolsa de hielo