

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd146/Mcam Para Wb, Ihc-P, If/Icc - P43121

Número de artículo: CM0010982



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD146/MCAM humano (alias MUC18, MelCAM), validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Inmunógeno recombinante, reactividad cruzada humana; ideal para estudios de progresión de melanoma y adhesión endotelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo CD146/MCAM
Observaciones/Alias	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MeICAM
Especie	ser Humano
GeneID (humano)	4162
GeneID	4162
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 24-559 del CD146/MCAM humano (NP_006491.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P43121
Peso Proteico	72 kDa
Envío	Bolsa de hielo