

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd146/Mcam Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43121

Número de artículo: CM0016237



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD146/MCAM humano para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Útil para estudios de adhesión celular y metástasis de melanoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CD146/MCAM
Observaciones/Alias	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MeICAM; CD146/MCAM
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4162
ID del Gen	4162
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-350 del CD146/MCAM humano (NP_006491.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43121
Peso Molecular de la Proteína	72kDa
Envío	Bolsa de hielo