

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd147 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P18572

Número de artículo: CM0002382



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-CD147 validado para WB, IHC-P y ELISA en muestras de ratón. Dirigido a basigin (EMMPRIN) para estudios de desarrollo retinal, adhesión de células inmunitarias y transporte de monocarboxilatos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD147 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HT-7; CD147; EMMPRIN
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	682
GeneID	12215
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 141-302 de CD147 de ratón (NP_033898.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P18572
Peso proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo