

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd147/Bsg Para Wb Y Elisa - P35613

Número de artículo: CM0006123



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra CD147/BSG humano (Basigin, EMMPRIN) para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón; compatible con investigaciones sobre la progresión tumoral, la angiogénesis y las infecciones microbianas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo CD147/BSG
Observaciones/Sinónimos	OK; 5F7; TCSF; CD147; EMPRIN; HAb18G; EMMPRIN; CD147/BSG
Especie	Humano
ID del gen (humano)	682
ID del gen	682
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia ubicada entre los aminoácidos 100 y 200 de CD147/BSG humano (P35613).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P35613
Peso de la proteína	19 kDa/22 kDa/29 kDa/42 kDa
Envío	Bolsa de hielo