

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd147/Bsg Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35613

Número de artículo: CM0007067



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra CD147/BSG humano (epítipo aa 286-385) para Western blot, IHC-P y ELISA. Adecuado para estudios de biología del cáncer, desarrollo de la retina e interacción huésped-patógeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo CD147/BSG
Observaciones/Alias	OK; 5F7; TCSF; CD147; EMPRIN; HAb18G; EMMPRIN; CD147/BSG
Especie	Humana
ID del gen (humano)	682
ID del gen	682
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P35613
Peso de la proteína	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo