

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd147/Bsg Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P35613

Número de artículo: CM0016940



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD147/BSG humano (Basigin/EMMPRIN) para WB, IHC-P, IP, ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. CD147 ejerce funciones en la invasión tumoral, la angiogénesis, la señalización de células inmunitarias y la entrada de patógenos. Es adecuado para investigación en IVD y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD147/BSG Rabbit pAb
Observaciones/Alias	OK; 5F7; TCSF; CD147; EMPRIN; HAB18G; EMMPRIN; CD147/BSG
Especie	Humano
GenelD (Humano)	682
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 286-385 de CD147/BSG humano (NP_001719.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35613
Peso proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo