

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd150/Slam Para Fc - Q9Qum4

Número de artículo: CM0005180

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD150/SLAM reactivo a ratón, validado para citometría de flujo. Se dirige a la molécula de activación linfocitaria de señalización de 38 kDa (SLAMF1) implicada en la activación y diferenciación de células inmunitarias. Ideal para la investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | CD150/SLAM Rabbit mAb                                                                                                                      |
| Observaciones/Alias | Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16; CD150/SLAM                                                                                 |
| Especie             | Ratón                                                                                                                                      |
| GeneID (humano)     | 6504                                                                                                                                       |
| GeneID              | 27218                                                                                                                                      |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-242 del CD150/SLAM de ratón (NP_038758.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                     |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                                   |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                         |
| Reactividad Cruzada | Ratón                                                                                                                                      |
| SWISS               | Q9QUM4                                                                                                                                     |
| Peso Proteico       | 38kDa                                                                                                                                      |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                             |