

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd150/Slam Para Citometría De Flujo - Q13291

Número de artículo: CM0010925



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD150/SLAM humano (SLAMF1) para citometría de flujo. Reconoce una molécula de activación linfocítica de señalización de 37 kDa implicada en la regulación de las células inmunitarias. Presenta reactividad cruzada con humano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD150/SLAM humano
Observaciones/alias	SLAM; CD150; CDw150
Especie	Humano
ID del gen (humano)	6504
ID del gen	6504
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-237 de CD150/SLAM humano (NP_003028.1).
Origen	Oryctolagus cuniculus
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q13291
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo