

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd150/Slam Para Wb Y Elisa - Q13291

Número de artículo: CM0022397



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el CD150/SLAM humano (SLAMF1). Adecuado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con humano y ratón. SLAM regula la activación y diferenciación de células inmunitarias, y la entrada del virus del sarampión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD150/SLAM Conejo pAb
Observaciones/Alias	SLAM; CD150; CDw150; CD150/SLAM
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6504
GeneID	6504
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-237 del CD150/SLAM humano (NP_003028.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13291
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo