

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cd151 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P48509

Número de artículo: CM0024279

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra CD151 humano (UniProt P48509), validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en microdominios enriquecidos en tetraspaninas, adhesión celular, migración y angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra CD151
Observaciones/Alias	EBS7; GP27; MER2; RAPH; SFA1; PETA-3; TSPAN24; CD151
Especie	Humano
GeneID (Humano)	977
GeneID	977
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 113-221 de CD151 humano (NP_004348.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48509
Peso de la proteína	28kDa
Envío	Bolsa de hielo