

Anticuerpo Policlonal Anti-Cd152/Ctla-4 Para Wb, Elisa - P16410

Número de artículo: CM0013365



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CTLA-4 humano (CD152), validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Detecta una banda de aproximadamente 25 kDa; ideal para la investigación de la coinhibición de células T y la inmuno-oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CD152/CTLA-4 pAb de conejo
Observaciones/Sinónimos	CD, GSE, GRD4, ALPS5, CD152, CTLA-4, IDDM12, CELIAC3, CD152/CTLA-4
Especie	Humana
GeneID (humano)	1493
GeneID	1493
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 49-223 de CD152/CTLA-4 humano (NP_005205.2)
Fuente	Suero de conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	P16410
Peso de la proteína	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo