

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd152/Ctla-4 Para Wb Y Elisa - P16410

Número de artículo: CM0007331



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra el CD152/CTLA-4 humano (CTLA4), adecuado para Western blot y ELISA. Inmunógeno: proteína recombinante. Reacciona de forma cruzada con humanos. Para uso en investigación en estudios de inmunorregulación de células T y puntos de control inmunitario.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb de conejo CD152/CTLA-4                                                                                                                |
| Observaciones/Alias | CD; GSE; GRD4; ALPS5; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3; CD152/CTLA-4                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                                    |
| GeneID              | 1493                                                                                                                                      |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 37-162 del CD152/CTLA-4 humano (NP_005205.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                                    |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                  |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                 |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                                    |
| SWISS               | P16410                                                                                                                                    |
| Peso proteico       | 25kDa                                                                                                                                     |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                            |