

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd153 Para Citometría De Flujo - P32971

Número de artículo: CM0004869

Introducción

Anticuerpo monoclonal humano contra CD153 (CD30L) conjugado con , validado para citometría de flujo. Ideal para el estudio de la proliferación de linfocitos T y las vías de señalización de CD30/CD30L.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD153 humano
Observaciones/Alias	CD153; CD30L; CD30LG; TNLG3A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	944
GeneID	944
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 63-234 de la CD153 humana (NP_001235.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P32971
Peso de la proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo