


Anti-Cd155 (Pvr/Necl-5) Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb Y Elisa - P15151

Número de artículo: CM0018844



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-CD155 validado para Western blot y ELISA. Reconoce el receptor del poliovirus humano (PVR/NECL-5) implicado en la adhesión de células NK, la invasión tumoral y la entrada viral. Múltiples isoformas de ~39-45 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CD155 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PVR; CD155; HVED; NECL5; Necl-5; PVS; TAGE4; receptor del poliovirus
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5817
ID de Gen	5817
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P15151
Peso Proteico	39kDa/40kDa/42kDa/45kDa
Envío	Bolsa de hielo