


Anticuerpo Policlonal Anti-Cd155/Pvr Para Wb, Elisa - P15151

Número de artículo: CM0027506



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CD155/PVR humano para Western Blot (WB) y ELISA. Reactividad cruzada validada con ratón. Ideal para investigación de adhesión de células NK, inmunología tumoral y virología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo CD155/PVR
Observaciones/Alias	PVS; HVED; CD155; NECL5; TAGE4; Necl-5; CD155/PVR
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5817
ID de Gen	5817
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 220-345 del CD155/PVR humano (NP_006496.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P15151
Peso Proteico	45kDa
Envío	Bolsa de hielo