


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd155/Pvr Para Wb, Elisa - P15151

Número de artículo: CM0010490



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD155/PVR (receptor de poliovirus) humano, validado para Western blot y ELISA. Adecuado para la investigación en biología de células NK, inmunología tumoral y mecanismos de infección viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD155/PVR
Observaciones/Alias	PVS; HVED; CD155; NECL5; TAGE4; Necl-5; CD155/PVR
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	5817
ID de gen	5817
Inmunógeno	Péptido sintético (un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 del CD155/PVR humano (P15151).)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P15151
Peso de la proteína	45 kDa
Envío	Bolsa de hielo