


Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd157/Bst-1 Para Citometría De Flujo - Q10588

Número de artículo: CM0005532



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-humano CD157/BST-1 conjugado con para citometría de flujo. Dirigido a CD157/BST-1, una enzima anclada a GPI involucrada en la señalización de ADP-ribosa cíclica. Adecuado para inmunofenotipado de muestras humanas y estudios funcionales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-humano CD157/BST-1
Observaciones/Alias	CD157; cADPR2; BST1
Especie	Humano
ID del Gen	683
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-292 del CD157/BST-1 humano (NP_004325.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q10588
Peso Proteico	36kDa/29kDa
Envío	Bolsa de hielo