

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cd158A/Kir2DL1 Para Citometría De Flujo - P43626

Número de artículo: CM0004705



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD158a/KIR2DL1 humano, validado para citometría de flujo. Reconoce el receptor inhibidor de células NK que interactúa con alelos HLA-C. PM: 38/41 kDa. SWISS: P43626.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Humano CD158a/KIR2DL1
Observaciones/Alias	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3802
Inmunógeno	Proteína recombinante/Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-245 de CD158a/KIR2DL1 humano (NP_055033.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P43626
Peso proteico	38kDa/41kDa
Envío	Bolsa de hielo