

Anticuerpo Monoclonal Biotinilado Anti-Cd16 Para Fc - P08637 / O75015

Número de artículo: CM0010040



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo biotinilado contra el CD16 humano y de cynomolgus (FCGR3A/FCGR3B), validado para citometría de flujo. Adecuado para investigación de ADCC y células NK. Objetivos P08637/O75015.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Biotin Rabbit anti-Human/Monkey CD16 mAb
Observaciones/Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2214/2215
ID de Gen	2214/2215
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-208 del CD16 humano (P08637/O75015)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08637/O75015
Peso Proteico	29KDa/26KDa
Envío	Bolsa de hielo